

Kindling EAV combi-2

Elektroakupunktur nach Voll



Die Realisation zukunftsweisender Ideen

- Getrennte Anzeige- und Therapieeinheit zur optimalen Platzierung am Testplatz
- Großes übersichtliches Anzeigeelement
- Digitalwertanzeige für Leitwert, Frequenz und Zahnpotential
- Integrierte Testwabe (extern erweiterbar)
- Therapiestromanzeige
- Für den Zahnarzt: alle Potentialmessungen für Spannung und Strom, sowie ein sehr komfortabler Zahnreiztest
- und alles was die EAV verlangt, in gewohnter Kindling-Qualität.



Kindling EAV combi-2 in Design und Technik

Die Zeiten ändern sich, und mit ihnen auch das EAV-Gerät. Flexibilität, Perfektion und Leistung werden heute zurecht von einem modernen EAV-Gerät erwartet.

Das neue **EAV KINDLING combi-2** verwirklicht diese Ziele konsequent und ohne Kompromisse.

Universal und kompakt, mit seiner unverwechselbaren Form ist es Bestandteil vieler moderner EAV-Praxen.

Natürlich haben wir unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Elektroakupunktur dort einfließen lassen, wo bewährte Einrichtungen in Diagnose und Therapie Anwendung finden. Auch unsere präzise Punktlokalisierung „Opto-Point“, über das im Meßgriffel eingebaute Leuchtband, kann man kaum verbessern.

Kindling EAV combi-2 in Komplettausstattung

- 2 Handelektroden
- 1 Punktsonde mit 4-Schlitz-Elektrode und Kugelelektrode, Punktsucheinrichtung „Opto-Point“
- 1 Zahnpotentialelektrode zur Mundstrommessung
- 1 Ladegerät
- 2 Verbindungsleitungen (kurz und lang) zur Anzeigeeinheit

Sonderzubehör:

- 1 Adapter für Rundummessung, 6 Ableitungen
- 1 Zahnreizelektrode
- 1 Stirnelektrode, 1 Paar Fußelektroden
- Medikamenten-Testwabe extern,
- u.v.m. laut Preisliste

Kindling EAV combi-2 in Diagnose und Therapie

- EAV-Diagnose und Therapie nach Voll
- Medikamententest
- Materialverträglichkeitstest
- Allergietest
- Empfindlichkeitsregelung
- Tonabgleich-Schaltung
- Therapie mit niederfrequenten Strömen von 1-19,9 Hz
- 3 Impulsformen: Wechselgerichtete Kippschwingung, positive und negative Kippschwingung
- Frequenzschaukel
- Mundpotentialmessung, Strom und Spannung
- Zahnreiztest mit separater Zahnreizelektrode
- Anschluß für die Kindling EAV Computer-System-Diagnose

Kindling EAV combi-2 in Service und Sicherheit

- Bauartgeprüft und zugelassen unter 07/M-010/94
- Wiederaufladbarer Batteriebetrieb mit externem Ladegerät
- Automatisches Laden, auch während der Anwendung
- Betriebsanzeigen für Betrieb, Laden und Batterie
- EAV Lehrmaterial und Literatur, Seminardienst
- Fachberatung vor Ort
- Verkauf ab Werk, kein Zwischenhandel
- 1 Jahr Garantie auf unsere Erzeugnisse